

# w e i b l e n

Weidenweg 24a  
D-88696 Owingen

Johannes Weiblen < Weidenweg 24a < D-88696 Owingen

Telefon 0049 7551 1607  
FAX 0049 7551 67458  
e-mail: [info@weiblen.de](mailto:info@weiblen.de)  
Internet/Shop: [www.weiblen.de](http://www.weiblen.de)

## Gebrauchshinweise Tastenbiber Kat. Nr. 82010

## Spezialwerkzeuge und Werkzeuge

Stand 2/2012

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für Ihren Erwerb des Tastenbibers zur rationellen Entfernung von mit Warmleim eingeklebten Vordertastengarnierungen.

Mit dem von Klavierbaumeister Wiese entwickelten Dampftopf lassen sich Tastengarnierungen im 5er Pack in Windeseile ausdämpfen.

**Gebrauchshinweise:** Der Tastenbiber wird zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Auf einer Herdplatte erhitzen bis das Wasser kocht und Wasserdampf aus den Düsen austritt. Nun können jeweils 5 Tasten aufgesetzt werden.

**Bitte beachten Sie dabei, dass das Überdruckventil locker auf dem Topf sitzt. Es ist unbedingt zu vermeiden, dass sich durch Verstopfungen der Zwangsöffnungen ein starker Überdruck im geschlossenen Topf bildet. Solche Eingriffe sind v e r b o t e n !**

Je nach Leimart können diese nach 2-5 Sekunden abgenommen werden. Während die nachfolgende Partie ausgedämpft wird, kann bei der vorherigen die angelöste Garnierung mit einer Pinzette entfernt werden. Da sich Quellen des Holzes beim Ausgarnieren nicht vollständig vermeiden lässt (was bei den Waagestiftlöchern ein wünschenswerter Nebeneffekt ist), sollten Sie Tasten vor dem Neugarnieren über Nacht trocknen lassen.

Bitte beachten Sie auch die für Garnierarbeiten an Tasten sinnvollen Spezialwerkzeuge wie Garniermeister Nr. 82011, Garnierente Nr. 82012 und Garnierklammern Nr. 82100. Für die Einpassarbeiten der Vorderstiftgarnierungen hat sich auch die Klaviaturdruckzange Nr. 82000 bewährt.

Wir wünschen Ihnen rationelles und damit sauberes und schnelles Neugarnieren von Manualklaviaturtasten.

w e i b l e n Ihr Werkzeugpartner